

## **SANODENT sas**

### **Protocollo e procedura di disinfezione ambientale**

*Il protocollo di Disinfezione prevede il trattamento delle superfici calpestabili e non (pavimenti, pareti, porte e maniglie) dei riuniti, dei mobili e servomobili, delle sale operative, del servizio igienico, delle zone di accesso alle stesse, dei luoghi comuni e della sala d'attesa. Tutti i locali vengono sempre arieggiati.*

Le operazioni i devono essere ripetute:

1. dopo ogni paziente;
2. quotidianamente;
3. mensilmente.

#### **1. La disinfezione ambientale dopo ogni paziente nelle sale operative:**

*Modalità:*

- l'operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina, occhiali e guanti in gomma);
- smontare e immergere gli strumenti ed accessori rimovibili nella vaschetta coperta con soluzione decontaminante come da protocollo di sterilizzazione;
- passare e disinfettare tutte le superfici lavorative (riunito, sevomobili, mobili).  
In particolare, dopo aver nebulizzato sulle superfici da disinfettare un velo specifico di prodotto ad ampio spettro di azione come da istruzioni del produttore, si attende 5 minuti prima di rimuovere il prodotto con panno monouso da gettare nei rifiuti potenzialmente infetti;
- procedere, se si rende necessario nella giornata, alla detersione e lavaggio di pavimenti e pareti con prodotto disinfettante e con acqua calda e disinfettante liquido rapido e persistente, secondo le modalità del produttore, se si depositano macchie di sangue o cadono strumenti.

#### **2. La disinfezione ambientale quotidiana nelle sale operative e in tutto l'ambiente studio:**

*Modalità:*

- l'operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina, occhiali e guanti in gomma);
- passare con aspiratore e/o con scopa manuale tutte le superfici calpestabili dell'intero studio;
- preparare la soluzione di acqua calda e prodotto disinfettante liquido rapido e persistente secondo le modalità del produttore;
- passare e lavare con prodotto disinfettante tutte le superfici calpestabili di

tutto lo studio lasciando agire per 10 minuti, alla fine risciacquare. Gli strumenti utilizzati sono tutti dedicati;

- passare e lavare lavandini con prodotto e spugne dedicate. Le spugne e gli strumenti usati per le sale operative non sono le stesse delle parti comuni e di accoglienza;

- passare, lavare e disinfettare le poltrone odontoiatriche, i mobili e servomobili e risciacquare come già sopra descritto.

### **3. La disinfezione ambientale mensile nelle sale operative e in tutto l'ambiente studio:**

*Modalità:*

- l'operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina, occhiali e guanti in gomma);

- passare con aspiratore e/o con scopa manuale tutte le superfici calpestabili dell'intero studio;

- preparare la soluzione di acqua calda e prodotto disinfettante liquido rapido e persistente secondo le modalità del produttore;

- passare e lavare con prodotto disinfettante tutte le superfici calpestabili di tutto lo studio lasciando agire per 10 minuti, alla fine risciacquare, Gli strumenti utilizzati sono tutti dedicati;

- passare e lavare lavandini con prodotto e spugne dedicate. Le spugne e gli strumenti usati per le sale operative non sono le stesse delle parti comuni e di accoglienza;

- passare, lavare e disinfettare le poltrone odontoiatriche, i mobili e servomobili interni ed esterni e risciacquare come già sopra descritto;

- tutti i muri vengono passati mensilmente con getto di vapore a 100°C;

- Le finestre e le tende vengono lavate periodicamente.

- Tutte le procedure descritte nel punto 3 possono essere effettuate anche prima della scadenza mensile se vi è necessità.

I prodotti riportati nel protocollo attualmente in uso potranno essere variati e sostituiti per esigenze procedurali o di approvvigionamento di mercato.